



Testsysteme im Bereich Endokrinologie



**Hormonelle
Dysbalance**



**Wachstums-
störungen**



**Störungen
des Calcium-
stoffwechsels**



**Fettstoff-
wechsel-
störungen**



**Nebennieren-
erkrankungen**



**Störungen
des Knochen-
umsatzes**



**Endokriner
Bluthochdruck**



**Erkrankungen
des Knorpel-
stoffwechsels**



**Schilddrüsen-
funktions-
störungen**



Sarkoidose



Unser Portfolio CE-gekennzeichneter Testsysteme*



Automatisierungslösungen
für ELISA und ChLIA
vorhanden



Kalibratoren und
Kontrollen in den ELISA-
Testsätzen enthalten

Hormonelle Dysbalance

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA ¹
17-OH-Progesteron	Serum	EQ 6163-9601	-
	Serum, Plasma	-	IS-5100
3alpha-Androstadiol-Glucuronid (3alpha-Adiol-G)	Serum	EQ 6156-9601	-
Androstendion	Serum	EQ 6153-9601	IS-5400 ²
Anti-Müller-Hormon (AMH)	Serum, Plasma	EQ 6161-9601	-
Dehydroepiandrosteron (DHEA)	Serum	EQ 6154-9601-1	-
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S)	Serum	EQ 6155-9601	-
Dihydrotestosteron (DHT)	Serum	EQ 6152-9601-1	-
Estriol, freies	Serum	EQ 6167-9601	-
Estrogene, gesamte	Serum	EQ 6160-9601-1	-
Estron	Serum	EQ 6165-9601-1	-
Pregnenolon	Serum	EQ 6164-9601	-
Sexualhormon bindendes Globulin (SHBG)	Serum	EQ 6179-9601	-
	Serum, Plasma	-	IS-5600
Testosteron, freies	Serum	EQ 6151-9601	-
	Serum, Plasma	-	IS-5300
Testosteron, gesamtes	Serum	EQ 6151-9601-1	-
	Serum, Plasma	-	IS-5000

Wachstumsstörungen

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA ¹
Humanes Wachstumshormon (hGH)	Serum, Plasma	-	IS-3700 ³
Insulin-like Growth Factor I (IGF-I)	Serum, Plasma	-	IS-3900
Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP-3)	Serum, Plasma	-	IS-4400

* Zur jeweiligen Verfügbarkeit der Tests in Ihrem Land kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen EUROIMMUN-Ansprechpartner.

¹ Separates Kontrollset zum jeweiligen Assay: Bestell-Nr. IS-##30 (außer bei IS-3700)

² Separates Kalibratorenset zum jeweiligen Assay: Bestell-Nr. IS-##20

³ Kontrollen nicht im Testset enthalten und kein separates Kontrollset verfügbar, Empfehlung folgender Produkte des Herstellers Bio-Rad als ergänzende Kontrollen: Lyphochek Immunoassay Plus Control: Trilevel (12x5ml, Katalognr. 370) oder Trilevel MiniPak (3x5ml, Katalognr. 370X) oder Level 1 (12x5ml, Katalognr. 371), Level 2 (12x5ml, Katalognr. 372) und Level 3 (12x5ml, Katalognr. 373)



Störungen des Calciumstoffwechsels

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA ¹
25-OH-Vitamin D	Serum, Plasma	EQ 6411-9601 / AC-57SF1	IS-2500N ²
1,25-(OH) ₂ -Vitamin D	Serum, Plasma	AC-62F1 ³	IS-2000 ⁴ /IS-2400 ³
Calcitonin	Serum, Plasma	EQ 6431-9601	-
Parathormon, intakt (iPTH)	Serum, Plasma	EQ 6421-9601	IS-3200

Fettstoffwechselstörungen

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA
Adiponektin	Serum, Plasma	EQ 6446-9601	-
Leptin	Serum	EQ 6444-9601	-

Nebennierenerkrankungen

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA ¹
17-OH-Progesteron	Serum	EQ 6163-9601	-
	Serum, Plasma	-	IS-5100
Adrenokortikotropes Hormon (ACTH)	Plasma	-	IS-4500NG ²
Aldosteron	Serum, Plasma	EQ 6143-9601	-
	Plasma	-	IS-3300
Cortisol	Saliva	EQ 6141-9601 S ⁵	IS-4900
	Serum, Plasma	-	IS-4600 ²
	Urin	-	IS-5800 ²

Störungen des Knochenumsatzes

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA ¹
Resorptionsmarker			
Alpha-C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (αCTX-I)	Urin	AC-04F1	-
Beta-C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (βCTX-I)	Serum, Plasma	AC-02F1	IS-3000N ²
C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (CTX-I)	Urin	AC-03F1	-
Tartrat-resistente saure Phosphatase (TRAcP 5b)	Serum, Plasma	SB-TR201A	IS-4100
Formationsmarker			
Knochenspezifische alkalische Phosphatase (BAP)	Serum	AC-20F1	-
	Serum, Plasma	-	IS-2800
N-terminales Propeptid des Typ-I-Prokollagens (PINP), intakt	Serum, Plasma	-	IS-4000
Osteocalcin	Serum, Plasma	AC-11F1	IS-2900

1 Separates Kontrollset zum jeweiligen Assay: Bestell-Nr. IS-##30

2 Separates Kalibratorenset zum jeweiligen Assay: Bestell-Nr. IS-##20(N(G))

3 Basierend auf Immunkapseln für ein vereinfachtes Probenaufreinigungsverfahren

4 Vollständig automatisierte Probenaufreinigung

5 Zur Probenabnahme empfohlen: Cortisol Salivette von Sarstedt (Herstellerartikelnummer: 51.1534.500)



Endokriner Bluthochdruck

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA ¹
Aldosteron	Serum, Plasma	EQ 6143-9601	-
	Plasma	-	IS-3300
Renin	Plasma	-	IS-3400

Knorpelstoffwechsel

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA
C-terminale Telopeptide des Typ-II-Kollagens (CTX-II)	Urin	AC-10F1	-
Oligomeres Knorpelmatrix-Protein (COMP)	Serum	AC-23F1	-

Schilddrüsenfunktionsstörungen

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA ²	ChLIA ²
Thyroxin, freies (fT4)	Serum	EQ 1017-9601	-
Trijodthyronin, freies (fT3)	Serum	EQ 1016-9601	-
Trijodthyronin, reverses (rT3)	Serum, Plasma	EQ 1016-9601-9	-

Sarkoidose

Analyt	Probenmaterial	Bestell-Nr.	
		ELISA	ChLIA
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)	Serum	-	IS-5900

¹ Separates Kontrollset zum jeweiligen Assay: Bestell-Nr. IS-##30

² Ergänzt wird das Portfolio durch ELISA und ChLIA zur Bestimmung der Schilddrüsenautoantikörper gegen Thyreoperoxidase (TPO), Thyreoglobulin (TG) und Thyreotropin-Rezeptor (TSHR), weitere Informationen unter www.euroimmun.de; zur Bestimmung von Thyreotropin steht der TSH ELISA aus dem Portfolio von DiaMetra (Bestellnr. DKO013) zur Verfügung, weitere Informationen unter www.diametra.com.