



# Immunoblot-PreQ

**Vorbestückte (pre-equipped, PreQ) Inkubationsrinnen zur vollautomatischen Abarbeitung der EUROLINE-Blotstreifen**



- ✓ **Geringster manueller Arbeitsaufwand** dank Vorbestückung der Inkubationsrinnen
- ✓ **Zuverlässige Fixierung** der Blotstreifen am Boden der Rinnen
- ✓ **Anwenderfreundliches Stecksystem** ermöglicht flexible Zusammenstellung der Blotwannen
- ✓ **Vollautomatische Inkubation und Auswertung** mit EUROBlotOne und EUROLine-Scan-Software

## Derzeit erhältliche Immunoblot-PreQ-Produkte für die Autoimmundiagnostik

Bestellnr.	Produkt
DL 1530-5001-4 G	EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien
DL 1532-5001 G	EUROLINE Systemsklerose Profil
DL 1590-5001-3 G	EUROLINE ANA Profil 3
DL 1590-5001-8 G	EUROLINE ANA Profil 1
DL 1590-5001-30 G	EUROLINE ANA Profil 3 plus DFS70
DL 1111-5001-7 G	EUROLINE Paraneoplastische Neurologische Syndrome 12 Ag
DL 1300-5001-4 G	EUROLINE Autoimmune Lebererkrankungen
DL 0160-5001 G	EUROLINE Validierung
ZG 015o-0101-146	Positionierungshilfe für EUROBlotOne (Fixierung der Inkubationsrinnen)