




# Immunoblot-PreQ

Vorbestückte (pre-equipped, PreQ) Inkubationswannen zur vollautomatischen Abarbeitung der EUROLINE-Blotstreifen



Autoimmundiagnostik



Infektionsdiagnostik


- Geringster manueller Arbeitsaufwand dank Vorbestückung der PreQ-Inkubationswannen mit EUROLINE-Blotstreifen
- Zuverlässige Fixierung der EUROLINE-Blotstreifen
- Anwenderfreundliches, patentiertes\* Stecksystem ermöglicht flexible Kombination der PreQ-Inkubationswannen
- Vollautomatische Inkubation und Auswertung mit EUROBlotOne und EUROLineScan

\* Geschützt durch die Patente EP3025779, EP3025780



Mit den **Immunoblot-PreQ-Produkten** bietet EUROIMMUN eine zeitsparende und komfortable Alternative zum manuellen Einlegen der EUROLINE-Blotstreifen in die Inkubationswanne bei Nutzung des Vollautomaten EUROBlotOne. Die einzelnen PreQ-Inkubationswannen sind bereits mit EUROLINE-Blotstreifen vorbestückt und können über ein einfaches Stecksystem flexibel kombiniert werden (mind. 4 pro Lauf). Die Inkubation, Trocknung und anschließende Bildaufnahme erfolgen vollautomatisch mit dem EUROBlotOne. Die Software EUROLineScan übernimmt danach die Auswertung und auch die Archivierung der Bilder – zuverlässig und komfortabel.

Die für das Format optimale Trocknungsdauer wird durch die Auswahl „Immunoblot PreQ verwenden“ in der Software EUROLineScan an den EUROBlotOne übermittelt und vollautomatisch angepasst.



## Immunoblot-PreQ-Produkte für die Autoimmun- und Infektionsdiagnostik

Bestellnr.	Produkt
DL 1111-5001-7 G	EUROLINE Paraneoplastische neurologische Syndrome 12 Ag (IgG)
DL 1300-5001-4 G	EUROLINE Autoimmune Lebererkrankungen (IgG)
DL 1300-5001-9 G	EUROLINE Autoimmune Lebererkrankungen 9 Ag plus F-Aktin (IgG)
DL 1360-0510 A	EUROLINE Autoimmune Gastrointestinalerkrankungen (IgA, IgG)
DL 1360-5001 G	
DL 1530-5001-4 G	EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag (IgG)
DL 1530-5001-7 G	EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag et cN-1A (IgG)
DL 1530-5001-9 G	EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien 20 Ag (IgG)
DL 1532-5001 G	EUROLINE Systemsklerose (Nukleoli)-Profil (IgG)
DL 1532-5001-2 G	EUROLINE Systemsklerose (Nukleoli)-Profil 2 (IgG)
DL 1590-5001-3 G	EUROLINE ANA-Profil 3 (IgG)
DL 1590-5001-8 G	EUROLINE ANA-Profil 1 (IgG)
DL 1590-5001-23 G	EUROLINE ANA-Profil 23 (IgG)
DL 1590-5001-30 G	EUROLINE ANA-Profil 3 plus DFS70 (IgG)
DL 1590-5001-32 G	EUROLINE Anti-dsDNS, -Nukleosomen, -Histone, -DFS70 (IgG)
DL 1590-5001-33 G	EUROLINE ANA-Profil et Mi-2, Ku, DFS70 (IgG)
DL 1590-5001-35 G	EUROLINE Cytoplasma-Profil (IgG)
DL 1590-5001-37 G	EUROLINE Cytoplasma-Profil 13 Ag (IgG)
DL 159z-5001 G	EUROLINE Anti-DFS70 (IgG)
DN 2131-5001 G, M	Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT (IgG, IgM)
DN 2131-5001-2 M	Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT-adv (IgM)
DY 2131-4801-1 G, M	Anti-Borrelia EUROLINE-WB (IgG, IgM)
DY 2190-0148-1 A	Anti-Chlamydia-HP-EUROLINE-WB (IgA, IgG)
DY 2190-4801-1 G	
DY 2321-4801-2 G	EUROLINE-WB Anti-Echinococcus (IgG)
DN 2410-5001-4 G, M	EUROLINE Anti-TO.R.C.H.-Profil (IgG, IgM)
DN 2410-5001-11 G	EUROLINE Anti-TO.R.C.H. 10-Profil (IgG)
DN 2525-0510 A	EUROLINE Anti-Hepatitis-E-Viren (IgA, IgG)
DN 2525-5001 G	
DN 2570-5001 G, M	EUROLINE Anti-Cytomegalieviren (IgG, IgM)
DY 2590-4801 G	Anti-Röteln-Virus-WESTERNBLOT (IgG)
DN 2606-5001-1 G	EUROLINE Anti-SARS-CoV-2-Profil (IgG)
DN 2790-0510-2 M	EUROLINE Anti-EBV-Profil 2 (IgM, IgG)
DN 2790-5001-2 G	
ZG 015o-0101-146	Positionierungshilfe für EUROBlotOne (einmalige Installation Voraussetzung für die Nutzung von Immunoblot-PreQ)