




# Tests für Dengue-Virus-Infektionen und andere tropische Erkrankungen

## Sichere Diagnostik bei DENV-Infektionen in allen Krankheitsstadien



### Antigennachweis

■ **Dengue-Viren-NS1-Antigen-ELISA (Typen 1-4)**

Nachweis des Virus-Proteins NS1:  
Frühmarker einer akuten Infektion – positive Laborbefunde schon bei den ersten Symptomen!



### Antikörpernachweis

- **Anti-Dengue-Viren-NS1-Typ-1-4-ELISA (IgG)**
- **Anti-Dengue-Viren-Typ-1-4-ELISA (IgG, IgM)**
- **Anti-Dengue-Viren-IIFT (IgG, IgM)**
- **Flaviviren/Arboviren-IIFT-Mosaik (IgG, IgM)**

Identifizierung akuter und abgelaufener Infektionen sowie Screening auf Kreuzreaktionen

## Breites Portfolio zur Diagnostik weiterer Tropenerkrankungen

Erreger	ELISA	IIFT	Erreger	ELISA	IIFT
Chikungunya-Virus	■	■	Plasmodium	■	
Echinokokken <sup>1</sup>	■		Sandfliegen-Fieber-Virus	■ <sup>2</sup>	■
FSME-Virus	■	■	SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)	■	
Gelbfieber-Virus		■	<i>Schistosoma</i>	■	■
Hantaviren <sup>1</sup>	■	■	<i>Strongyloides</i>	■	
Japanische-Enzephalitis-Virus	■	■	<i>Toxocara canis</i> <sup>1</sup>	■	
Krim-Kongo-Fieber-Virus	■		<i>Trypanosoma cruzi</i>	■	
<i>Leishmania donovani</i>		■	Usutu-Virus	■	
Mayaro-Virus	■		West-Nil-Virus	■	■
MERS-Coronavirus (MERS-CoV)	■		Zika-Virus	■	■

<sup>1</sup>auch als Immunblot erhältlich; <sup>2</sup>nur Toscana-Viren verfügbar

Finden Sie weitere Informationen auf [www.euroimmun.de](http://www.euroimmun.de) oder lassen Sie sich direkt von uns beraten: [infection-pm@euroimmun.de](mailto:infection-pm@euroimmun.de)

