



EUROArray HPV



Nachweis und Typisierung aller relevanten humanen Papillomviren in einer Reaktion

Erfüllt Kriterien für HPV-Screening-Tests gemäß S3-Leitlinie zur Prävention des Zervixkarzinoms und Krebsfrüherkennungsrichtlinie

- Vollständige Typisierung von 18 Hoch- und 12 Niedrigrisiko-HPV-Subtypen
- Nachweis auf Basis der viralen Onkogene E6/E7 für höchstmögliche Sensitivität in jeder Phase des viralen Lebenszyklus
- Unabhängig validiert durch externe Studien
- Zuverlässige Erkennung von persistierenden Infektionen mit demselben HPV-Subtyp
- Eindeutige Identifizierung jedes einzelnen Erregers bei Mehrfachinfektionen

EUROArray HPV

(Bestell-Nr. MN 2540-####)



####: Detaillierte Informationen zu den erhältlichen Testkitformaten finden Sie unter www.euroimmun.de:



- Vollautomatische Auswertung
- Integrierte Kontrollen für alle Arbeitsschritte
- Einfache Testdurchführung – nur eine PCR, gebrauchsfertige Reagenzien
- Modulare und effiziente Automatisierung

Der regulatorische Status der Produkte muss im jeweils geltenden Rechtsrahmen überprüft werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen sowie Auskünfte zur Produktverfügbarkeit.