




EUROArray STI

Nachweis von bis zu 11 relevanten sexuell übertragbaren Erregern in einem Test

| BAKTERIEN | PROTOZOEN |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Chlamydia trachomatis (CT)</i> | <i>Trichomonas vaginalis (TV)</i> |
| <i>Haemophilus ducreyi (HD)</i> | |
| <i>Mycoplasma genitalium (MG)</i> | VIREN |
| <i>Mycoplasma hominis (MH)</i> | Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1) |
| <i>Neisseria gonorrhoeae (NG)</i> | Herpes-simplex-Virus 2 (HSV-2) |
| <i>Treponema pallidum (TP)</i> | |
| <i>Ureaplasma parvum (UP)</i> | |
| <i>Ureaplasma urealyticum (UU)</i> | |

- Zuverlässiger, DNA-basierter Nachweis von 11 sexuell übertragbaren Erregern
- Identifizierung von Erregern, die schwer oder nicht kultivierbar sind
- Einfache Detektion von Mehrfachinfektionen

EUROArray STI (Bestell-Nr. MN 2830-####)



####: Detaillierte Informationen zu den erhältlichen Testkitformaten finden Sie unter www.euroimmun.de:



- Vollautomatische Auswertung
- Integrierte Kontrollen für alle Arbeitsschritte
- Einfache Testdurchführung – nur eine PCR, gebrauchsfertige Reagenzien
- Modulare und effiziente Automatisierung

Der regulatorische Status der Produkte muss im jeweils geltenden Rechtsrahmen überprüft werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen sowie Auskünfte zur Produktverfügbarkeit.